

## **Modelo NT 347 | Bateria de extração Soxhlet/Sebelin - 3 Provas**



Bateria de aquecimento soxhlet, utilizada na extração de resíduos graxos, lipídeos, gordura, proteínas, com aplicações distintas nas determinações por refluxo, nas extrações por solventes (soxhlet), nas preparações de amostras na química analítica ambiental e outras aplicações

# Principais características do produto

- 3 provas
  - Temperatura 50°C a 350°C.
  - Plataforma de aquecimento em cerâmica esmaltada.
- Controlador de temperatura eletrônico de 0 a 100%, individuais.
- Resistencia em fio de níquel cromo
  - Defletor em aço inox AISI 304.
  - Chave geral com luz piloto para indicação de funcionamento.
  - Hastes verticais, suportes horizontais e pinças em aço inox com regulagem
  - Suportes individuais cerâmica para acomodação de frascos ou balões com volume de até 500 ml
  - Montado sob pés de borracha.
  - Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático.
  - Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.
  - Não acompanha vidraria

| Detalhes tecnicos         |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Quantidade de provas      | 3                     |
| Temperatura               | 50°C a 350°C          |
| Controle de temperatura   | Eletrônico 0 a 100%   |
| Resistência               | Níquel Cromo          |
| Plataforma de aquecimento | Cerâmica              |
| Dimensões da plataforma   | 120 x 120 mm          |
| Dimensões externa (LxPxA) | 400 × 240 x 670 mm    |
| Potência                  | 1600 W                |
| Alimentação               | 127V ou 220V, 50/60Hz |
| Peso                      | 6 Kg                  |



## Itens que acompanham

3 berços em cerâmica

2 hastes verticais e 2 suportes horizontais

6 pinças em aço inox

Manual de instruções em português

Termos de Garantia de fábrica - 01 Ano

## Opcionais

Manifold para refrigeração dos condensadores com entrada e saída de água

Conjunto extrator de Soxhlet em vidro borossilicato (1 condensador, 1 corneta, 1 balão de 250ml ou 500ml)