

 (19) 3422-6757

 novatecnica@novatecnica.com.br

 Rua Elvira Dal Pícolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

## Modelo NT 215 | Banho Maria Viscosímetro Cinemático ASTM D445/D455



Banho Maria Viscosímetro Cinemático conforme ASTM D445, com cuba interna em aço inox 304, visor em vidro temperado e faixa de temperatura até 160 °C. Suporta até seis viscosímetros capilares (Ostwald, Ubbelohde, Cannon-Fenske ou Houillon). Agitação interna através de cabeçote, garante homogeneidade térmica e iluminação superior facilita a cronometria. Oferece medições de viscosidade precisas em óleos, combustíveis e fluidos industriais, atendendo rigorosos requisitos de controle de qualidade em laboratórios petroquímicos e de pesquisa.

# Principais características do produto

- Volume: 36 litros
- Capacidade: 6 viscosímetros
- Temperatura Ambiente +7°C a 160°C
- Controle de temperatura microprocessado digital, sistema PID com duplo display
- Sensor de temperatura tipo PT 100
- Circulação interna da água através de cabeçote de agitação, garantindo a homogeneidade da água e estabilidade
- Cuba interna em aço inox AISI 304 com visor em vidro temperado e dreno
- Iluminação fluorescente na parte superior da cuba para facilitar a leitura de trabalho
- Gabinete externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático
- Pés anti-vibratórios
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136
- Suporte para até 6 viscosímetros (não inclusos)

## Detalhes técnicos

Volume	36 litros
Capacidade	6 viscosímetros (Ostwald, Ubbelohde, Cannon-Fenske ou Houillon)
Temperatura	Ambiente +7°C a 160°C
Controle de temperatura	Microprocessado PID digital
Resolução	0,1°C
Precisão	± 0,01°C
Agitação	Cabeçote com haste em aço inox
Resistência	Resistência tubular blindada em aço inox
Dimensão da cuba (LxPxA)	480 x 250 x 300 mm
Dimensão externa (LxPxA)	530 x 290 x 555 mm
Potência	1800 W
Alimentação	127V ou 220V, 50/60Hz
Peso	28 Kg



## Itens que acompanham

06 Suportes para viscosímetros

Manual de instruções em português

Termo de Garantia de fábrica - 01 Ano

---

## Opcionais

Vidraria Viscosímetro

Sistema de refrigeração

Sensor de nível com desligamento automático

Certificado de calibração Rastreável

Certificado de calibração Acreditado

NT 215/4 - Capacidade para até 4 viscosímetros

NT 215/8 - Capacidade para até 8 viscosímetros