

(19) 3422-6757

novatecnica@novatecnica.com.br

Rua Elvira Dal Pico Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 150 | Agitador Kline - VDRL



Agitador orbital tipo Kline ou VDRL, com opção de movimento orbital, indicado para agitação de placas VDRL, Elisa, microplacas, balões, vidrarias de pequeno porte e outros. Utilizado para testes de Kline, Elisa, VDRL, Western blot e outros testes de aglutinação ou floculação. Controle de velocidade eletrônico até 240 Rpm e plataforma emborracha com molas para fixação.

Principais características do produto

- Movimento de agitação orbital
- Velocidade de 40 a 240 Rpm com incrementos de 01 em 01 Rpm
- Controlador de velocidade e tempo microprocessado
- Leitor de Rpm com compensação automática da velocidade
- Display digital LCD alfanumérico com iluminação interna e indicação direta de velocidade (Rpm), Tempo (Hora./min)
- 10 programas
- Timer de 9999 min e 59 segundos
- Alarme áudio visual para fim de processo e erros
- Montado sob pés de borracha anti-vibratórios
- Gabinete e externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136
- Acompanha plataforma emborrachada e mola para fixação

Detalhes tecnicos	
Movimento	Orbital Recíproco
Orbita	20 mm
Velocidade	40 a 240 Rpm - ajuste de 01 em 01 Rpm
Controle de velocidade	Microprocessado digital
Programas	10
Timer Digital	9999 min e 59 segundos
Motor	Motoredutor DC
Dimensão da plataforma (LxP)	280 x 280 mm
Dimensão externa (LxPxA)	300 x 355 x 170 mm
Potência	300 W
Alimentação	Bivolt automático, 50/60Hz
Peso	8 Kg

Acessórios	
1	Mola de fixação
2	Plafatorma com garras
3	Garras

Itens que acompanham

01 plataforma emborrachada - 280 x 280 mm

01 Mola de fixação

Manual de instruções em português

Termo de Garantia de fábrica - 01 Ano

Opcionais

Desenvolvimento de plataforma com características específicas

Movimento de agitação recíprocante / linear

Movimento de agitação tipo gangorra

Certificado de calibração RBC Rastreável

Certificado de calibração Acreditado