

 (19) 3422-6757

 novatecnica@novatecnica.com.br

 Rua Elvira Dal Picolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 420 | Destilador de água Tipo Pilsen 20 L/h



Destilador de água Tipo Pilsen para laboratório, construído inteiramente em aço inox AISI 304, utilizado no processo de purificação da água. Produz água com pureza abaixo de 4 μ S, considerando entrada até 300 μ S. Produção nominal de 20 litros/hora.

Principais características do produto

- Volume de destilação de 10 L/hora
- Construído inteiramente em aço inox AISI 304
- Coletor de vapor, caldeira e coletor em aço inox AISI 304
- Caixa de controle elétrico externo com chave geral e LED para indicação de funcionamento
- Controle de nível de água na caldeira automático
- Sistema de segurança com sensor de falta de água ou baixo fluxo que promove o desligamento automático em caso de falta de água
- Aquecimento através de resistência tubular de 7000 W blindada em aço inox
- Suporte para fixação na parede em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático
- Equipamento de fácil instalação
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136

Detalhes técnicos

Volume de destilação	20 litros/Hora
Tipo de destilação	Pilsen
Resistência	Tubular blindada em aço inox AISI 304
Dimensões da cuba (LxPxA)	300 x 240 x 200 mm
Dimensões externa (LxPxA)	900 x 620 x 1.450 mm
Potência	7000 W
Alimentação	220V trifásico, 50/60 Hz
Peso	55 Kg

Itens que acompanham

Manual de instruções em português

Termo de Garantia de fábrica - 01 Ano

Suporte para fixação na parede
