

(19) 3422-6757

novatecnica@novatecnica.com.br

Rua Elvira Dal Pico Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 138 | Homogeneizador Turrax



Homogeneizador tipo Turrax, equipamento ideal para redução de partículas, dilaceramento de paredes, emulsificação ou desintegração de células biológicas, moagem de reduzidas quantidades entre outros. Velocidade ajustável de 300 a 25.000 RPM e controlador microprocessado com PWD. A haste dilaceradora em aço inoxidável garante eficiência e durabilidade, enquanto o cabeçote com regulagem de altura proporciona versatilidade. Estrutura robusta em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pés antivibratórios para total segurança.

Principais características do produto

- Velocidade de 300 a 25.000 Rpm
- Controlador de velocidade eletrônico 0 a 100%
- Haste dilaceradora em aço inox
- Suporte do copo que permite centralização do sistema de agitação
- Cabeçote com regulagem de altura (Haste suportadora com regulagem de altura)
- Gabinete e externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático;
- Pés anti-vibratórios.
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Detalhes tecnicos	
Volume	1 a 2.000 ml
Velocidade	300 a 25.000 Rpm
Controle de velocidade	Eletrônico de 0 a 100%
Motor	Motor de escova AC
Altura máxima cabeçote	600 mm (Regulável)
Dimensão da base (LxP)	260 x 300 mm
Dimensão externa (LxPxA)	280 x 350 x 650 mm
Potência	500 W
Alimentação	127V ou 220V, 50/60Hz
Peso	13 Kg

Acessórios

138.AC.010



Haste Dilaceradora 10 mm

Ø Agitador x Altura: Ø10 x 150 mm
Modelo: 138.AC.010

138.AC.020



Haste Dilaceradora 19 mm

Ø Agitador x Altura: Ø19 x 180 mm
Modelo: 138.AC.020

Itens que acompanham

01 haste dilaceradora a ser definida

01 chave para limpeza e desmontagem

Manual de instruções em português

Termo de Garantia de fábrica - 01 Ano