

(19) 3422-6757

novatecnica@novatecnica.com.br

Rua Elvira Dal Pícolo Degaspari, 177 (Ind. Uninorte II) Água Santa Piracicaba-SP CEP: 13413-650

Modelo NT 136 | Homogeneizador Potter



Homogeneizador de Tecidos celulares tipo "Potter" (tritador de tecidos) para laboratórios, utilizado para abertura de células sem a ruptura ou destruição da célula, abre os tecidos suavemente sem causar danos às estruturas subcelulares (organelas) aplicável em tecidos animais e vegetais, sendo eficiente para abertura de células, tais como fígado, baço e cérebro de cobaias animais, tecidos vegetais, brotos vegetais, raízes, etc. Velocidade ajustável de 300 a 3.200 RPM com display digital LCD. Estrutura robusta em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pés antivibratórios para total segurança e estabilidade.

Principais características do produto

- Pestilo confeccionado teflon e haste em aço inox
- Velocidade de 300 a 3.200 Rpm
- Display digital com indicação direta de velocidade (Rpm)
- Cabeçote com regulagem de altura
- Volume de agitação até 15 litros.
- Gabinete e externo em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado eletrostático;
- Pés anti-vibratórios.
- Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136.

Detalhes tecnicos	
Volume	5 a 75 ml
Velocidade	300 a 3.200 Rpm
Controle de velocidade	Microprocessado digital com controle PWM e tacômetro
Motor	Motor de escova DC
Altura máxima do cabeçote	600 mm (regulável)
Dimensão da base	260 x 300 mm
Dimensão externa (LxPxA)	280 x 350 x 650 mm
Potência	150W
Alimentação	Bivolt, 50/60 Hz
Peso	12 Kg

Acessórios

136.AC.001



Haste Pistilo 5 ml

Ø Eixo: Ø6 mm
Ø Agitador x Altura: Ø7 x 150 mm
Modelo: 136.AC.001

136.AC.020



Vidraria com arrefecimento 5 ml

Modelo: 136.AC.020
Utilizada com pistilo 136.AC.001

136.AC.021



Vidraria sem arrefecimento 5 ml

Modelo: 136.AC.021
Utilizada com pistilo 136.AC.001

136.AC.002



Haste Pistilo 30 ml

Ø Eixo: Ø8,5 mm
Ø Agitador x Altura: Ø18 x 150 mm
Modelo: 136.AC.002

136.AC.022



Vidraria com arrefecimento 30 ml

Modelo: 136.AC.022
Utilizada com pistilo 136.AC.002

136.AC.023



Vidraria sem arrefecimento 30 ml

Modelo: 136.AC.023
Utilizada com pistilo 136.AC.002

136.AC.003



Haste Pistilo 75 ml

Ø Eixo: Ø8,5 mm
Ø Agitador x Altura: Ø23 x 150 mm
Modelo: 136.AC.003

136.AC.024



Vidraria com arrefecimento 75 ml

Modelo: 136.AC.024
Utilizada com pistilo 136.AC.003

136.AC.025



Vidraria sem arrefecimento 75 ml

Modelo: 136.AC.025
Utilizada com pistilo 136.AC.003

DESENVOLVIMENTO

DESENVOLVIMENTO DE HASTE/HELICE CONFORME NECESSIDADE

Itens que acompanham

01 haste/hélice a ser definida

Manual de instruções em português

Termo de Garantia de fábrica - 01 Ano

